

VACaVite™ CaVite™ Systems

- Jedinstveni aparat koji udružuje tri napredne terapijske metode: kavitaciju, kavitaciju s vakuumom i RDT® terapiju
- Neinvazivne i bezbolne terapije koje omogućavaju brzo, sigurno i učinkovito oblikovanje tijela
- Precizno uklanjanje lokalnih naslaga masti i celulita na različitim dijelovima tijela bez dugotrajnog oporavka
- Rezultati su vidljivi već nakon prve terapije; daljnji postupci još dodatno smanjuju opseg tretiranog dijela tijela
- RDT® terapija u kombinaciji s biostimulacijom ili dijamantnom mikrodermoabrazijom za postupke na tijelu kao i na licu
- Jednostavna upotreba aparata i nezahtjevna tehnika terapije
- Standardni i slobodni programi
- Mogućnost pohranjivanja podataka o pacijentima pod terapijom
- Jednostavno upravljanje i održavanje bez potrošnog materijala
- Stolni aparati koji u kombinaciji s jedinstvenim kolicima Prestige Plus djeluju kao cjelina na kolicima

CE 2265



kavitacija

kavitacija s vakuumom

RDT®- radijalna endodermna terapija



Napredna **tehnologija kavitacije** omogućava koncentraciju energije na točno određenoj dubini u tkivu, što osigurava selektivno razbijanje masnih stanica u potkožju. Površina kože, žile, živci i mišići pri tom ostaju netaknuti. Masnoća iz razbijenih masnih stanica se u obliku triglicerida izliva u međustaničnu tekućinu, gdje se pod djelovanjem enzima razgradi u glicerol i jednostavne masne kiseline. Vodotopivi glicerol prodire u krvotok i koristi se kao izvor energije, netopive jednostavne masne kiseline putuju u jetru, gdje se razgrađuju kao svaka druga jednostavna masna kiselina, uključujući i one iz hrane. Rezultati su kod većine pacijenata vidljivi već nakon prvog tretmana, iako se daljnjim tretmanima još dodatno smanjuje količina masnih stanica na tretiranom dijelu tijela, a time i njegov opseg.

Nadgradnja **kavitacije s vakuumom** nudi brojne prednosti. Vakuum stvara kožni nabor koji se utisne u aplikator, što znatno povećava selektivnost i sigurnost terapije. Ta kombinacija nam osigurava da efekt kavitacije nastane samo u kožnom naboru i jedino na masnom tkivu u potkožju. Pritisak na tkivo se nadzire i konstantan je, što znatno pomaže ponavljanju terapije i smanjuje utjecaj same tehnike rada na konačne rezultate.



CaVite™ prestige



VACaVite™ prestige



Green CaVite™



Green VACaVite™



VACaVite™ treatment



RDT® treatment

Metoda RDT® osigurava učinkovit pristup terapiji celulita, oblikovanju tijela i nekirurškom pomlađivanju lica. Posebno oblikovani aplikatori s rotirajućim kuglicama stvaraju kružni kožni nabor uz istovremenu masažu i rastezanje vezivnog tkiva. Intermitentni vakuum poboljšava protok krvi i kisika u tkivima, poboljšava cirkulaciju limfe i posljedično uklanja iz tijela višak tekućine i metabolite, rasteže vezivno tkivo, stimulira nastajanje kolagena i poboljšava metabolizam. Rezultat je ljepše oblikovano tijelo s glatkom i napetom kožom.

Kavitacijski aparati predstavljaju neinvazivnu, bezbolnu, sigurnu i brzu alternativu liposukciji te ujedno i iznimno učinkovitu anticelulitnu terapiju. Oblikovanje trbuha, bedra, bokova, stražnjice, koljena i gornjeg dijela ruku ne zahtjeva anesteziju i dugotrajni oporavak te ne ostavlja ožiljke. Površina kože ostaje neoštećena, nema bolova nakon tretmana te se stoga pacijenti mogu vratiti svojim svakodnevnim aktivnostima.

Iskoristite širok broj dodataka i sastavite svoj vlastiti Iskra Medical kavitacijski aparat!

Aplikatori

Kavitacijski aplikatori CaVite™



veliki CaVite™ L



konkavni CaVite™ CL



mali CaVite™ S

Kombinirani kavitacijsko-vakuumski aplikatori VACaVite™



veliki VACaVite™ L



mali VACaVite™ S

Aplikatori različitih veličina olakšavaju tretman na teže dostupnim dijelovima tijela.

Kolica Prestige Plus

Jedinstvena kolica koja sa modelima Prestige čine potpunu cjelinu. Dostupan prostor za pohranu aplikatora i dodatnih pomagala.



Ručka za kabel aplikatora

Mogućnost postavljanja ručke pod različitim kutovima što olakšava upotrebu aplikatora.

Metalni stalak

Jednostavno rješenje koje ne zahtjeva mnogo prostora. Primjereno za svaki prostor.



Vakuumski aplikatori

Vakuumski aplikatori različitih veličina za tretmane tijela i lica. Aplikatori BIOSTIM za istovremeni učinak vakuumske masaže i biostimulacije.



Dijamantna mikrodermoabrazija

Jednostavan i brzi put do zdravije i mlađe kože. Precizno uklanjanje površnih slojeva kože bez neželjenih učinaka.





Prije terapije



Poslje treh terapija



Prije terapije



Poslje šest terapija

Tehnički podatci

Tip aparata:	VACaVite™ prestige Šifra: 1800 392	Green VACaVite™ Šifra: 1800 393	CaVite™ prestige Šifra: 1800 390	Green CaVite™ Šifra: 1800 394
Izvor energije:	Piezokeramični pretvarač			
Frekvencija:	28 - 32 kHz			
Intenzitet:	5 do 100%, podesivo			
Vrijeme terapije:	do 60 min, podesivo			
Vrijednosti vakuuma:	0 do 500 HPa, podesivo	/		
Trajanje vakuuma:	0 do 20 s, podesivo	/		
Promjer kavitacij- skog aplikatora:	46 mm i 35 mm			
Promjer kombiniranog aplikatora:	80 i 60 mm	/		
Br. stand. programa:	31	25		
Br. slobodnih programa:	8000			
Napon/Osigurač:	230V (+10%, -15%); 50/60 Hz; 2 x 3,15 AT	88-264 VAC; 50/60 Hz; 2 x 1 AT		
Snaga:	300 VA	100 VA		
Dimenzije:	470 x 600 x 270 mm (modeli prestige) 430 x 600 x 260 mm (modeli Green)			
Težina:	19 kg	17 kg	11 kg	9 kg
Klasifikacija IEC 60601/1:	Razred I, Tip B			
Klasifikacija MDD 93/42/EEC:	Razred IIb			

Opcija

Artikel/ Šifra	VACaVite™ prestige	Green VACaVite™	CaVite™ prestige	Green CaVite™
Aplikator CaVite™ S (Šifra: 1511 254)	✓	✓	✓	✓
Aplikator VACaVite™ S (Šifra: 1511 255)	✓	✓		
Aplikator CaVite™ CL (Šifra: 1511 260)	✓	✓	✓	✓
Set 15 aplikatora RDT® u kovačku (Šifra: 1512 092)	✓	✓		
Aplikatorji BIOSTIM	✓	✓		
Dijamantni setovi	✓	✓		
Metalni stalak (Šifra: 1511 371)	✓	✓	✓	✓
Kolica Prestige Plus (Šifra: 1600 856)	✓		✓	
Ručka za kabel aplikatora (Šifra: 1511 256)	✓	✓	✓	✓

Standardna oprema

Artikel/Šifra	Kol.	VACaVite™ prestige	Green VACaVite™	CaVite™ prestige	Green CaVite™
Aplikator CaVite™ L (Šifra: 11511 245)	1	✓	✓	✓	✓
Aplikator VACaVite™ L (Šifra: 1511 246)	1	✓	✓		
Sigurnosna ručka (Šifra: 1511 248)	1	✓	✓	✓	✓
Vakuumski aplikator RAPG60 (Šifra: 1512 010)	1	✓	✓		
Vakuumski aplikator VPG25 (Šifra: 1512 042)	1	✓	✓		
Vakuumski aplikator AF11 (Šifra: 1512 063)	1	✓	✓		
Držač AAF (Šifra: 1512 065)	1	✓	✓		
Konektor za povezivanje CK (Šifra: 1512 080)	1	✓	✓		
Priključni kabel (230V, EURO utič)	1	✓	✓	✓	✓
Gel, 250 ml (Šifra: 1505 141)	3	✓	✓	✓	✓
Metar (Šifra: 1511 249)	1	✓	✓	✓	✓
Brošura za stranke (Šifra: 1511 250)	200	✓	✓	✓	✓
Izjava (Šifra: 1511 251)	100	✓	✓	✓	✓
Upitnik o pacijentu (Šifra: 1511 252)	100	✓	✓	✓	✓
Obrazac za terapiju (Šifra: 1511 253)	100	✓	✓	✓	✓
Upute za upotrebu		✓	✓	✓	✓
Predstavljanje CD		✓	✓	✓	✓

DISTRIBUTER:

- **GimMed d.o.o.**, Višeslava 3, 10 000 Zagreb, T: +385 (0)1 5621400, +385 (0)1 3769440, F: +385 (0)1/3769444, M: +385 (0)95 442 0732, W: www.gimmed.com
- **MEL - SERVIS, Dragutin Sbüll**, Kumičića 47, 42000 Varaždin, T: +385 (0)42 203 954, F: +385 (0)42 233 952, M: 098 446 326
- **ARK d.o.o.**, Medical & Wellness equipment, Kolodvorska 11a, Sarajevo, Bosna i Hercegovina, T: +387 33 615 903, F: +387 33 611 655, M: +387 61 138 575, E: info@ark.ba, W: www.ark.ba

PROIZVOVAČ:

- Iskra Medical d.o.o., Stegne 23, 1000 Ljubljana
Office: Otoče 5a, 4244 Podnart, Slovenia
T: +386 4 53 25 760, +386 4 53 25 762
F: +386 4 53 25 718, M: +386 41 622 918
E: info@iskramedical.eu, W: www.iskramedical.eu

